การบันทึการเคลื่อนไหว ในแต่ละวันของผู้ป่วย



สมาชิกในกลุ่ม

63101190 จณิสตา ระเหม

63102131 ชัญญานุช บัวชุม

63107593 ฟารีดา สลาม

63122659 นฤพร พัฒสงค์


แก้ปัญหา



ต้องการดูการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย ในแต่ละวัน เพื่อบันทึกการขยับ ร่างกาย


System Architecture





System Architecture







รายการเซนเซอร์และอุปกรณ์ที่ใช้

- MPU 6050
- Serial 6-Axis Accelerometer
- บอร์ด ESP8266
- บอร์ด Arduono


Wired Circuit



Wired Circuit



UI Design



```
COM6
                                                                                                 - 0 ×
                                                                                                        Send
14:48:27.179 -> closing connection
14:48:27.695 \rightarrow axis x = 90 axis y = 90 axis z = 90
14:48:27.836 -> Requesting URL: /update?api_key=WNTSYOJTT19C92N7&field1=0&field2=0&field3=0
14:48:27.836 ->
14:48:27.836 -> closing connection
14:48:28.353 \rightarrow axis x = 90 axis y = 90 axis z = 90
14:48:28.495 -> Requesting URL: /update?api_key=WNTSYOJTT19C92N7&field1=0&field2=0&field3=0
14:48:28.495 ->
14:48:28.495 -> closing connection
14:48:29.009 \rightarrow axis x = 90 axis y = 90 axis z = 90
14:48:29.150 -> Requesting URL: /update?api_key=WNTSYOJTT19C92N7&field1=0&field2=0&field3=0
14:48:29.150 ->
14:48:29.150 -> closing connection
14:48:29.669 -> axis x = 90 axis y = 90 axis z = 90
14:48:29.808 -> Requesting URL: /update?api_key=WNTSYOJTT19C92N7&field1=0&field2=0&field3=0
14:48:29.808 ->
14:48:29.808 -> closing connection
14:48:30.322 -> axis x = 90 axis y = 90 axis z = 90
14:48:30.462 -> Requesting URL: /update?api_key=WNTSYOJTT19C92N7&field1=0&field2=0&field3=0
14:48:30.462 ->
14:48:30.462 -> closing connection
14:48:30.977 \rightarrow axis x = 90 axis y = 90 axis z = 90
```

```
COM11
                                                                                        19:25:48.918 -> Gyro 0.00
                            0.00
19:25:48.918 -> Angle -0.05 0.41
19:25:48.918 ->
19:25:50.001 -> Acc
                    1.58 -0.42 -10.06
19:25:50.001 -> Gyro 24.29 1.34 9.22
19:25:50.001 -> Angle -179.69 -16.55 65.18
19:25:50.001 ->
19:25:50.990 -> Acc 1.96 -0.85 -9.57
19:25:50.990 -> Gyro -2.69 55.91 13.43
19:25:50.990 -> Angle -177.93 -20.89 63.11
19:25:50.990 ->
19:25:52.065 -> Acc -9.26 5.31 -0.72
19:25:52.065 -> Gyro 14.28 158.94 91.06
19:25:52.065 -> Angle 84.38 62.50 -38.44
19:25:52.111 ->
✓ Autoscroll ✓ Show timestamp
                                                                         ∨ 115200 baud ∨ Clear output
```